

設備名稱：無線肩頸按摩器 Equipment name		型號(型式)：GHF-T3722 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
變壓器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○
海綿	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品 質	請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益
承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡， 享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。	
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期 及經銷商確認章後開始生效。	
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間 內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。	
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。 (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。 (3) 天災、地變所發生之故障。 (4) 未出示本保證書時。 (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商 印章時。 ※超過保固期間得酌收材料費 ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。	
保 證	購買日期 年 月 日 保證期間 壹年 顧客姓名 公司有動風印限企 顧客電話 顧客地址 經銷商蓋章 SHIVIN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

動風 SUPA FINE 無線 / 肩頸 按摩器

使 用 說 明 書



為確保您正確安全的使用本產品，請認真閱讀使用說明書，並依照說明書指示使用本產品。本說明書內涵保證卡，閱畢請妥善保管。

警告

- 1.皮膚過敏、孕婦及生理期的人、心臟病、血壓異常、骨質疏鬆者、惡性腫瘤、腦血管患者、背脊畸形或異常者、發燒者、體內有異物植入者禁用。
- 2.皮膚病患者、糖尿病患者、對熱不敏感患者或其他正在接受醫生治療者及感覺身體不適者必須先諮詢醫生後方可使用本產品。

安全事項

- 1.新機磨合十小時後，噪音自動減低。
- 2.如果機器出現故障不能工作或運轉不正常應立即停止使用，向服務商諮詢。
- 3.充電時請勿使用，充電時應遠離易燃物。
- 4.請勿長時間使用，最佳按摩時間為15分鐘。
- 5.嚴禁兒童使用，特殊使用者需在成人照看下使用。
- 6.嚴禁私自拆開機器背部拉鍊，否則出現故障或危險，不屬於保修範圍，因此導致的一切不良後果，本公司不予承擔責任。
- 7.不要將此產品直接用在腫脹或發炎的地方，或者出疹的皮膚表面。
- 8.器具表面發熱，對熱不敏感的人，使用時必須注意。
- 9.若機器在溫度較高的環境下，機器將提前停機，停機屬於正常現象；請關閉機器，休息30分鐘以上，再次使用。機器溫度高不可充電。
- 10.產品包裝盒袋請放於小孩不能接觸的地方，以免小孩玩耍而發生的窒息事件。

注意事項

- 1.請勿使用DC5V以外的電壓充電，充電時請勿使用。
- 2.請勿在浴室等濕度高的場所使用，請勿浸入水中或靠近水源，以免短路或觸電。
- 3.清潔時、使用中發生故障時、使用時，必須關閉機器並拔下電源線。
- 4.在雷電天氣，請不要接通電源充電，以免造成電流過大，損壞按摩器。
- 5.請勿長時間充電，充滿電後應及時拔掉電源，以免電池過熱造成損失或安全問題。
- 6.請使用中性清洗劑擦拭機器，請勿使用汽修、煉油及強酸性或強鹼性的腐蝕性清潔劑清潔。注：清潔時必須拔掉電源，機器內部不可進入液體。
- 7.使用結束後將按摩器放在安全、乾燥、陰涼的地方。
- 8.請避免碰撞或重壓，避免堅硬尖銳物品刺劃機器表面，以免導致不必要的故障。
- 9.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- 10.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

操作面板介紹



開關：預設工作時間為30分鐘，工作30分鐘後自動關機。

正反：按下正反按鍵可以調節按摩頭的轉動方向。

力度：按下力度鍵可以調節按摩頭的轉動速度，力度分為3個檔位，3次為一個輪回，3次後返回初次開機力度。

紅光：按下紅光按鍵，可以開啟或者關閉紅光，開機後按一下按鍵紅光開啟，再次點擊紅光關閉。

故障處理

故障現象	可能原因	處理方法
不工作	·是否電量不足 ·是否已打開開關鍵 ·電源插頭是否插好	·充電後使用 ·打開開關鍵 ·正確牢靠插好電源插頭
噪音大	·推拿頭與布套的摩擦聲 ·馬達在工作時產生聲音	·無需處理 ·使用10小時後自然降低
揉捏慢且無力	·電量過低 ·身體過重靠壓按摩頭	·充電後使用 ·調整坐姿
操作過程中電機停止	·產品過熱保護 ·保險管燒毀	·關閉產品30分鐘後再用 ·請聯絡本公司客服

若上述方式無法解決問題，請聯絡本公司客服：0800-251-175

產品規格

產品名稱：無線肩頸按摩器

產品型號：GHF-T3722

額定電壓：DC5V

額定功率：24W